



写真は2種タイプ

**あらゆる測定環境に対応！**  
**湿式筋電測定に最適**  
**超薄型センサーケーブルクリップ**

Technology


**超薄型設計 クリップ本体 4mm !**

薄型のため干渉が少なく様々な測定環境に対応できます。



突起の少ない形状

衣類の下等の測定にも最適です。




湿式 EMG-EYE に標準付属の  
ワニ口センサーケーブル  
に換えて使用します。

**各社電極パッド対応**

※電極パッドは別途お求め下さい

独自の構造により幅広いタイプのパッドに対応が可能です。※オスピン径φ2~φ4



**測定中に外れにくいクリップ構造！**

測定姿勢などでケーブルにテンションがかかっても容易に外れません。

※1 ケーブル標準長：1 極あたり 15cm (1m以下で御注文時に指定可能)

※2 本商品は医療機器認証商品ではありません。

2 極タイプ ¥3,000 (税別)

3 極タイプ ¥4,500 (税別)



より良い生活環境を創造と知恵で築く技術集団  
**グローバル・リンクス・テクノロジー株式会社**  
〒431-1103 静岡県 浜松市 西区 湖東町 3286-1  
TEL : 053-484-3255 FAX : 053-486-2886  
URL : <http://www.glinx.co.jp> E-mail : [info@glinx.co.jp](mailto:info@glinx.co.jp)